

## EXTRACTING FORCEPS

PRECISION INSTRUMENTS FOR  
RELIABLE EXTRACTIONS



PREMIUM  
QUALITY




DURABLE &  
RELIABLE



TRUSTED BY  
DENTAL PROFESSIONALS



UNIVERSAL / FDI  
TOOTH NUMBERING REFERENCE



A COMPLETE RANGE  
FOR EVERY EXTRACTION

ACCURACY | CONTROL | BETTER OUTCOMES

*Designed  
for Better  
Smiles*

**Qbro Industries**



Phone/WhatsApp  
+4917620793624  
+923007705082  
+923039359066



Email:  
info@qbroindustries.com

DENTAL  
INSTRUMENTS  
GLOBAL REACH

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

Function: To remove teeth from bony socket



QB-8801  
Fig. 1  
Upper Centrals  
and Canines



QB-8802  
Fig. 2  
Upper Laterals  
and Canines



QB-8803  
Fig. 4  
Lower Incisors  
and Canines



QB-8804  
Fig. 7  
Upper Premolars



QB-8805  
Fig. 8  
Lower Premolars



QB-8806  
Fig. 13  
Lower Premolars



QB-8807  
Fig. 17  
Upper Molars,  
Right



QB-8808  
Fig. 18  
Upper Molars, Left



QB-8809  
Fig. 21  
Lower Molar



QB-8810  
Fig. 22  
Lower Molar



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

Function: To remove teeth from bony socket



QB-8811  
# 18A  
upper molars



QB-8812  
# 19  
upper third molars



QB-8813  
# 20  
lower third molar



QB-8814  
# 24  
lower molar, right



QB-8815  
# 29  
upper roots



QB-8816  
# 30  
Upper Roots



QB-8817  
# 33  
lower roots



QB-8818  
# 33A  
Lower Roots



QB-8819  
# 33M  
Lower roots  
with long beak



QB-8820  
# 46L



QB-8821  
# 51  
Upper Roots



QB-8822  
# 51A  
Upper Roots



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper molars and canines

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

Function: To remove teeth from bony socket

### WISDOM EXTRACTING FORCEPS



**QB-8823**  
**Routerier**  
**(# 22 ½ L)**  
lower molars and  
wisdoms, left

**QB-8824**  
**Routerier**  
**(# 22 ½ R)**  
lower molars and  
wisdoms, right



**QB-8825**  
**Routerier**  
**(# 33 ½ L)**  
lower molar and  
wisdom roots, left

**QB-8826**  
**Routerier**  
**(# 33 ½ R)**  
lower molar and  
wisdom roots, right

*Routerier extracting forceps for lower molars  
and third molars, right*



**QB-8827**  
**Fig. 186L**  
lower molars

**QB-8828**  
**Fig. 186R**  
lower molars



**QB-8829**  
**# 51AL**

**QB-8830**  
**# 67**  
Upper Thrid Molars

**QB-8832**  
**# 79**  
Lower Third Molars



**QB-8831**  
**# 67A**  
Upper Thrid Molars

*Angled extracting forceps for upper roots*

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

DE-TRAUMATIC EXTRACTION  
Improved tapered beaks for complete root contact. Cross serrations. Deep Gripe Extracting Forceps



• No Fracture

• No Tissue Damage

• Extraction With Easy



Thin Tip

QB-8845  
# 34

Upper incisors and  
premolars  
deep-gripping



Wide Tip

QB-8846  
# 34A

Upper centrals / cains  
deep-gripping



Thin Tip

QB-8847  
Fig. 35

upper premolars  
deep-gripping



Wide Tip

QB-8848  
# 35A

Upper incisors and  
premolars  
deep-gripping



Thin Tip

QB-8849  
# 36

Lower premolars  
deep-gripping



Wide Tip

QB-8850  
# 36A

Lower premolars  
deep-gripping



QB-8851  
# 336

lower premolars  
deep-gripping



QB-8852  
F-7C

lower molar



QB-8853  
# 9

Apex Forceps Lower Universal  
Deep Root Pick



QB-8854  
# 79N

Lower third molars  
deep-gripping



QB-8855  
# 79

Lower Thrid Molars



Function:

Extraction forceps are used to further loosen teeth by rotational and tilting movements and finally to extract the teeth in combination with a fulcrum.

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

### DEEP ROOT PICK FORCEPS



QB-8856  
# 146

Apex Forceps Lower Root  
Deep Root Pick



QB-8857  
# 153

Apex Forceps Upper Root  
Deep Root Pick



QB-8858  
# 149

Apex Forceps Upper Root  
Deep Root Pick



QB-8859  
Fig. 44



QB-8860  
Fig. 44Z



QB-8861  
Fig. 45Z



QB-8862  
# 46XL  
Apex Forceps Lower Root  
Deep Root Pick



QB-8863  
# 67  
Upper Third Molars



QB-8864  
# 67A  
Upper Third Molars



Forceps for upper incisors, premolars and roots



QB-8865  
# 67N  
Lower third molars  
deep-gripping



QB-8866  
# 331  
upper roots  
deep-gripping

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



Fig. 1  
upper  
laterals  
and canines



QB-8867  
Set of 10 Pieces  
Fig. 1  
Fig. 7  
Fig. 13  
Fig. 17  
Fig. 18  
Fig. 22  
Fig. 51A  
Fig. 67  
Fig. 74N  
Fig. 79

Fig. 7  
upper premolars



Fig. 13  
lower premolars



Fig. 17  
upper molars, right



Fig. 18  
upper molars, left



Fig. 22  
lower roots



Fig. 51A  
upper roots



Fig. 67  
upper third molars



Fig. 74N  
lower molar



Fig. 79  
lower third molars



Extracting forceps for upper roots



## EXTRACTING FORCEPS

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

### Pediatric Tooth Extracting Forceps Set



QB-8868  
English Pattern Klein #51S  
Pedodontic Upper root



QB-8869  
English Pattern Klein #137  
Pedodontic, Upper Incisors Spring handle



QB-8870  
English Pattern Klein #5  
Pedodontic Lower Incisors,



QB-8871  
English Pattern Klein #139  
Pedodontic Upper Premolars

### Baby Tooth Extraction Forceps




QB-8875  
Fig. # 01 to 07  
Set of 7 Pieces



QB-8872  
English Pattern Klein #7  
Pedodontic Lower Roots,



QB-8873  
English Pattern Klein #3  
Pedodontic Upper Molars Universal



QB-8874  
English Pattern Klein #6  
Pedodontic Lower Molars, Spring Handle

## ROOT FRAGMENT FORCEPS

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان •



Witzel  
QB-8876  
170mm  
Upper roots, Universal



Witzel  
QB-8877  
165mm  
Lower roots, Universal



QB-8878  
#400(300)  
165mm  
Upper roots, Universal



QB-8879  
#401(301)  
160mm  
Lower roots, Universal



QB-8880  
Witzel Forceps With Gold  
Set of 3 Pcs



QB-8881  
Witzel Forceps With Hole And Screw Pattern  
Set of 3 Pcs



QB-8882  
Witzel Forceps With Anatomical Handle  
Set of 3 Pcs



QB-8883  
#401(301)  
160mm  
Lower roots, Universal



QB-8884  
#401(301)  
160mm  
Lower roots, Universal



QB-8885  
#401(301)  
160mm  
Lower roots, Universal



QB-8886  
#400(300)  
165mm  
Upper roots, Universal



QB-8887  
#400(300)  
165mm  
Upper roots, Universal



QB-8888  
#400(300)  
165mm  
Upper roots, Universal



Witzel  
QB-8889  
165mm  
Lower roots, Universal



Witzel  
QB-8890  
165mm  
Lower roots, Universal



Witzel  
QB-8891  
165mm  
Lower roots, Universal

## ROOT FRAGMENT FORCEPS

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان




QB-8892  
Splinter Forceps  
15.5cm



*Stieglitz Root Splinter Forceps*



QB-8893  
Splinter Forceps  
15.5cm 45°



QB-8894  
Stieglitz  
Root Fragments



QB-8895  
Stieglitz  
Root Fragments



QB-8896  
Stieglitz Splinter Forceps  
140mm 90°



QB-8897  
Stieglitz Splinter Forceps  
140mm Straight

## ROOT FRAGMENT FORCEPS

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8898  
130mm

With Diamond



QB-8899  
130mm

With Diamond



QB-8900  
125mm

With Diamond



QB-8901  
130mm



QB-8902  
130mm



QB-8903  
125mm

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8904  
#1STD  
Winter  
upper centrals and canines



QB-8905  
Fig. 1  
upper incisors  
and roots



QB-8906  
Cryer  
Fig. 150

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincettes pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8908  
Fig. 62  
incisors, premolars,  
deciduous teeth



QB-8909  
# 10S  
upper roots



QB-8910  
# 17  
lower molars



QB-8911  
Harris  
Fig. 18R



QB-8912  
Harris  
Fig. 18L



QB-8907  
Fig. 150A  
Cryer  
upper incisors, premolars, roots

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8912  
Fig. 210  
upper third molars



QB-8914  
Fig. 53R  
upper molars, right



QB-8915  
Fig. 53L  
upper molars, left



QB-8916  
NEVIUS  
Fig. 88R



## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincettes pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8917  
Fig. 24  
upper molars



QB-8918  
# 210S  
upper third molars



QB-8919  
# 210H  
upper third molars



QB-8920  
# 286  
Upper Roots,  
Premolars, Incisors



QB-8921  
# 99C  
Kells  
upper incisors,  
canines, premolars



QB-8922  
# 222  
lower third molars



QB-8923  
# 286  
Lower Molar

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8924  
Nevius  
Fig. 88L  
upper molars, left



QB-8925  
Fig. 65  
upper incisors  
and roots



QB-8926  
Parmly Fig. 32A  
upper premolars  
and roots




QB-8927  
Parmly Fig. 32  
upper premolars  
and molars

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8928  
COHEN  
universal

QB-8929  
Fig. 203  
lower incisors  
and roots

QB-8930  
Tomes Fig. 69  
upper and lower  
roots

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان •



QB-8931  
Fig. 23  
lower molars

QB-8932  
Fig. 16  
lower molars



QB-8933  
Physic Fig. 5  
lower third molars



QB-8934  
Harris Fig. 15  
lower molars



QB-8935  
Fig. 103

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8936  
Hull  
Fig. 101  
Deciduous teeth



QB-8937  
Cryer  
Fig. 150S  
upper teeth,  
for children



QB-8938  
Fig. 150 AS

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8939  
Cryer  
Fig. 151  
lower teeth,  
for children

QB-8940  
Fig. 151 S  
lower incisors,  
premolars, roots

QB-8941  
Fig. 151 AS

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8942  
# 16S  
lower molars for children



QB-8943  
# 17S  
lower molars



QB-8944  
# 23 S  
Lower molars



QB-8945  
# 27  
lower molars



QB-8946  
# 18LS  
upper molars left



QB-8947  
# 18RS  
upper molars right



QB-8948  
# 85 Tomas  
lower canines, premolars and molars



QB-8949  
# 85A Tomas  
lower canines, premolars and molars



QB-8950  
# 69S  
upper and lower roots



QB-8951  
# 99A Kells  
upper incisors, canines, premolars



QB-8952  
# 217  
lower molars

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincettes pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8953  
#10 SK  
Upper Molars Sup



QB-8954  
#17 SK Universal  
Lower Molars



QB-8955  
#23 SK Universal  
Upper Molars



QB-8956  
#69 SK Tomas  
upper and lower roots



QB-8957  
#99 SK  
upper incisors,  
canines, premolars



QB-8958  
#150 SK  
upper incisors,  
premolars, roots



QB-8959  
#151 SK  
lower incisors,  
premolars, roots



QB-8960  
#222 SK  
lower third molars

## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8961  
Fig. 1  
Upper Anterior

QB-8962  
Lower Molar  
Fig. 23 Cow Horn



QB-8963  
Fig. 74  
Lower Anterior



QB-8964  
Fig. 88L  
Upper Molar Left



QB-8965  
Fig. 88R  
Upper Molar Right



QB-8966  
Fig. 74  
Lower Anterior



QB-8967  
Fig. 106  
Lower Incisors



QB-8968  
Fig. 174  
Extra Narrow  
Lower Anterior  
Apical Retention  
Forceps



QB-8969  
Fig. 859  
Lower Molars  
Roots



## EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان

### Carbide Diamond Coated Point



**QB-8970**  
150 T.C.  
Carbide Serrated Beak  
Upper Incisors, Cuspids,  
Bicusps & Roots,  
Universal



**QB-8971**  
151 T.C.  
Carbide Serrated Beak  
Lower Incisors, Cuspids,  
Bicusps & Roots, Universal



**QB-8972**  
1STD T.C.  
Carbide Serrated Beak  
Upper Incisors, Cuspids,



**QB-8973**  
17 T.C.  
Carbide Serrated Beak  
1st & 2nd Lower Molars,  
Universal



**QB-8974**  
53L T.C.  
Carbide Serrated Beak  
1st & 2nd Upper Molars,  
Left



**QB-8975**  
53R T.C.  
Carbide Serrated Beak  
1st & 2nd Upper Molars,  
Right



**QB-8976**  
65 T.C.  
Carbide Serrated Beak  
Upper Incisors, Roots &  
Fragments



**QB-8977**  
69 T.C.  
Carbide Serrated Beak  
Upper & Lower Fragments  
And Roots



**QB-8978**  
150S T.C. Pedro forcep  
Carbide Serrated Beak  
Pedo, Upper Primary Teeth  
and Roots, Universal



**QB-8979**  
151S T.C. Pedro forcep  
Carbide Serrated Beak  
Pedo, Lower Primary Teeth  
and Roots, Universal

## BONE ROUNGER

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8980  
Blumenthal  
15cm



QB-8981  
Blumenthal  
15cm



QB-8982  
Blumenthal  
15cm



QB-8983  
Friedman  
14cm



QB-8984  
Friedman  
14.5cm



QB-8985  
Micro-Friedman  
14cm



QB-8986  
Micro-Friedman  
15cm



QB-8987  
Micro-Friedman  
16cm



QB-8988  
Kleinert-Kutz  
18.5cm



QB-8989  
Beyer  
18.5cm



QB-8990  
Mead 1A  
18.5cm




QB-8991  
Luer  
18.5cm

## EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincettes pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8992  
Meissner  
Extracting Forceps

QB-8993  
Meissner  
Extracting Forceps

QB-8994  
Meissner  
Extracting Forceps

QB-8995  
Comellas Forceps  
Anatomical Handle

## DENTAL SYRINGES

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- أدوات تقويم الأسنان



QB-8996 1.8ml  
QB-8997 2.2ml



QB-8998 1.8ml  
QB-8999 2.2ml



QB-9000 1.8ml  
QB-9001 2.2ml



QB-9002 1.8ml  
QB-9003 2.2ml



QB-9004 1.8ml  
QB-9005 2.2ml



QB-9006 1.8ml  
QB-9007 2.2ml



QB-9008  
# 1001  
Intraligamental  
Anesthesia  
Syringe in  
Black Colour



QB-9009 1.8ml  
QB-9010 2.2ml  
Angled



QB-9011  
Aluminium - Dark 1.8 ml

QB-9012 Aluminium - Silver 1.8 ml  
 QB-9013 Aluminium - Orange 1.8 ml  
 QB-9014 Aluminium - Green 1.8 ml  
 QB-9015 Aluminium - Blue 1.8 ml



Type C  
QB-9016 1.8ml  
QB-9017 2.2ml



Type C  
QB-9018 1.8ml  
QB-9019 2.2ml



2-Ring  
QB-9020 1.8ml  
QB-9021 2.2ml



Aspirating Syringe  
QB-9022 1.8mm  
QB-9023 2.2mm




Cartridge Syringe  
QB-9024 1.8mm  
QB-9025 2.2mm



Cartridge Syringe  
QB-9026 1.8mm  
QB-9027 2.2mm



Cartridge Syringe  
QB-9028 1.8mm  
QB-9029 2.2mm



Euro Breech loading  
QB-9030 1.8ml  
QB-9031 2.2ml



EuroBreech loading  
QB-9032 1.8ml  
QB-9033 2.2ml




Manual Aspirating Syringe  
QB-9034 1.8ml  
QB-9035 2.2ml



Quatro  
QB-9036 1.8ml  
QB-9037 2.2ml



Trio  
QB-9038 1.8ml  
QB-9039 2.2ml



Swedish Type  
QB-9040 1.8ml  
QB-9041 2.2ml



Ject Ultima  
QB-9042 1.8ml  
QB-9043 2.2ml  
Injects 0.05 ml with every click Supplied with angled and straight tubes



Ject angled  
QB-9044 1.8ml  
QB-9045 2.2ml



Ject straight  
QB-9046 1.8ml  
QB-9047 2.2ml



Disc System  
QB-9048 1.8ml  
QB-9049 2.2ml



Disc System  
QB-9050 1.8ml

DENTAL  
INSTRUMENTS  
GLOBAL REACH

BETTER  
CARE  
BRIGHTER  
SMILES



INSTRUMENTS  
THAT EMPOWER  
DENTAL  
PROFESSIONALS  
WORLDWIDE

# TRUSTED EXTRACTION SOLUTIONS

Qbro Industries is a trusted manufacturer and supplier of high-quality dental extracting forceps, designed for precision, durability, and reliable clinical performance. Our instruments support dental professionals worldwide in delivering better care and better smiles.



**PRECISION**  
FOR EVERY  
EXTRACTION



**PREMIUM  
QUALITY**  
BUILT TO  
LAST



**RELIABLE  
PERFORMANCE**  
CONSISTENT  
RESULTS



**PROFESSIONAL  
TRUST**  
PREFERRED  
WORLDWIDE



*Better  
Instruments.  
Better Smiles.*

**Qbro Industries**



Phone/WhatsApp  
+4917620793624  
+923007705082  
+923039359066



Email:  
[info@qbroindustries.com](mailto:info@qbroindustries.com)

QUALITY  
INNOVATION  
GLOBAL IMPACT